

Klas-A50

660 nm / 50 mW
Batterier: 3 x AAA
Hylster: IP65 (NEMA 6)



VIGTIGE OPLYSNINGER

Sikkerhed

Udvis forsigtighed ved brugen af laseren omkring øjnene. Usynligt infrarødt lys kan potentielt skade øjnene – brugen af sikkerhedsbriller anbefales. Brugen af Klas-A50 skal ske under opsyn af en voksen.

Før start

Indsæt batterier (ikke genopladelige). Hvis apparatet har lagt ubenyttet i længere tid check da batterierne før brug.

Rengøring

Anvend en fugtig, blød klud uden motiv (plasttryk m.m.) til general rengøring. Brug alkohol til rengøring af optikken. NB! Brug ikke rensedmidler.

Miljø

Udsæt ikke Klas-A50 for direkte sollys over en længere periode.

Reperation

Forsøg ikke selv at reparere den – kontakt forhandleren.

Problemer

Check at der er strøm på batterierne og at apparatet er tændt.

Behandlingsprotokol for laserakupunktur

Dosering (J/cm²)	Dybden af akupunkturpunktet (cm)	Behandlingstid (min.)
6	0,5	1
	1	1
	1,5	2
	2	3
	2,5	4
	3	6

Behandlingsprotokol for laserakupunktur (+/- 50% værdi)

Sygdom	Behandlingstid (min.)	Frekvens Pr. uge	Dosering (J/cm ²)
• <i>Bumser (uren hud)</i>			
Ansigtsumser	10	2~3	8
Bumser ved hals	12	2~3	10
Bumser på ryggen	15	2~3	12
• <i>Æstetisk</i>			
Alderstegn	15	2~3	12
Cholasma	15	2~3	12
Ansigt (anti-alderstegn)	10	1~2	8
Ar (fre nye sår)	15	2~3	12
Nye strækmærker (melasma)	15	2~3	12
Rynker m.m.	10	2~3	8
• <i>Smertelindring</i>			
Achill Bursitis	10	3~7	8
Akut & Kronisk ledsmerter (finger)	7	3~7	6
Akut & Kronisk ledsmerter (tå)	7	3~7	6
Akut & Kronisk ledsmerter (håndled)	12	3~7	10
Akut & Kronisk ledsmerter (albue)	12	3~7	10
Hælsmerter (Calcaneal Spur)	12	3~7	10
Karpaltunnelsyndrom	14	3~7	12
Herpes (HSV1)	4	2/Dag	3
Smerter ved spastisk ansigtsslammelse	10	3~7	8

Behandlingsprotokol for laserakupunktur (+/- 50% værdi)

Sygdom	Behandlingstid (min.)	Frekvens	Dosering
• <i>Smertelindring (forsat)</i>			
Hælsmerter (Plantar Fascitis)	14	3~7	12
Vævssmerter efter operation	10	1~2/Dag	8
• <i>Hudsygdommer</i>			
Allergiske udslæt	4	2~3	3
Kræftsår i munden og ømme gummer	4	2~3	3
Brændsår o.l.	6	1~3/Dag	5
Appelsinhud (Cellulitis)	12	3~7	8~10
Couperose (mild)	4	2~3	3
Kontaktseksem (allergisk)	4	2~3	3

Atopisk eksem	4	2~3	3
Eksem (berøring)	4	2~3	3
Eksem (på forhovedet)	4	2~3	3
Hypertrophic Cicatrix (hævet ar)	12	3	8~10
Insektbid	4	1~2/Dag	3
Liggesår	4	3~7	3
Psoriasis	12	2~3	8~10
Rosacea	6	3~7	5
Hudsprækker	4	2~3	3
Solforbrænding	4	2~3	3
Fodsvamp (Tinea Pedis)	12	2~3	8~10
Vitiligo (Leukoderma)	12	2~3	8~10
Vorter (Verruca)	12	3	8~10
Sår, operationssår	12	1~3/Dag	8~10
Sår og mavesår	6	1~3/Dag	5
• <i>Åndedræt (øre, næse, hals)</i>			
Høfeber (Rhinitis)	10	3~7	8
Bihulebetændelse	7	3~7	6
Tinnitus	30	3~7	25
• <i>Åndedræt (øre, næse, hals)</i>			
Hæmorroider	14	1/Dag	12
Tandkød og periodontal sygdom	4	1/Dag	3
Herpes (mundsår, forkølelssår)	7	1/Dag	6
Ødem, vækseansamling	14	1/Dag	12
Impotens (Erectile Dysfunction)	30	2	25