

# Før du begynder

Sådan kommer du i gang med din **Klas-E50**

---

## Batterier

Indsæt de vedlagte batterier ved at skrue bunden af og sætte dem ind i modulet. Husk at fjerne batterierne hvis du planlægger ikke at bruge Klas'en i en længere periode.

## Funktion

Klas-E50 kan bruges til behandling af mange forskellige sygdomme. Anvend den anbefalede dosering samt den korrekte behandlingstid for at bedst mulige resultat.

**Klas-E50: 660nm / 40mW**

**Batterier: 3 x AAA**

Doseringsberegning			
Dosering (J/cm <sup>2</sup> )	Punktets dybde (cm)	Behandlingstid (sek.)	
		Klas-E50 (0.1cm <sup>2</sup> )	Klas-E20 (0.1cm <sup>2</sup> )
1	0.5	3	5
2		5	10
3		8	15
4		10	20
5		13	25
6		15	30

